




PROFESSIONAL
CARE

powered
by **BRAUN**

OXYJET





한국어

제품을 처음 사용하시기 전에 사용설명서를 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다.

중요사항

- 제품이 물 또는 바닥에 떨어지지 않도록 잘 올려놓으십시오. 플러그는 언제나 손이 닿을 수 있는 곳에 위치해야 합니다.
- 정기적으로 전기코드의 손상여부를 확인하십시오. 손상되거나 작동하지 않는 장치는 더 이상 사용하지 마십시오. 전기코드가 손상되었을 경우, 충전기를 매우 일렉 서비스 센터에 가져가십시오.
- 12세 이상의 어린이부터 사용하길 권장합니다.
- 3개월마다 혹은 칫솔모가 손상되었을 경우 즉시 교체하시기를 권장합니다.
- 육체적, 정신적, 지각상의 장애를 겪고 있는 어린이 혹은 성인은 보호자의 지도 하에서만 본 제품을 사용하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 놓아두십시오.
- 어린이가 장난감으로 사용하지 않도록 지도가 필요합니다.
- 충전기를 떨어뜨리기 쉽거나 욕조 또는 세면대에 쉽게 빠질 수 있는 장소에 보관하지 마십시오.
- 충전기를 물 또는 다른 액체에 넣지 마십시오.
- 물에 빠뜨린 충전기를 꺼내기 위해 손을 넣지 마십시오. 즉시 충전기의 코드를 빼십시오.
- 제품의 어떤 부분도 변경하거나 조작하지 마십시오. 이는 화재, 감전, 혹은 부상을 초래할 수 있습니다. 제품 수리를 위해서는 판매업자 또는 매우 일렉 서비스 센터에 문의하십시오. 제품을 분해하지 마십시오.
- 제품의 틈새에 어떤 물체도 삽입하지 마십시오.
- 젖은 손으로 파워 플러그를 만지지 마십시오. 이는 전기 충격을 일으킬 수 있습니다.
- 플러그를 뽑을 때 항상 코드 대신 파워 플러그를 잡고 하십시오.
- 제품은 이 설명서에 명시된 목적에만 사용하십시오. 제조자의 추천이 없는 부착물 등을 사용하지 마십시오.
- 구강 관련 질환으로 치료를 받고 있는 경우, 제품 사용 전 전문가와 상담하시기 바랍니다.

각부의 명칭

- a 분사노즐
- b 제트 스위치
- c 분사노즐 보관함
- d 분사노즐 분리버튼
- e On/Off 작동 스위치
- f 수압조절 다이얼
- g 세정기 손잡이 작동 스위치 (물잠금/해제 기능)
- h 구강세정기 손잡이
- i 물탱크 (600ml)
- j 코드보관함
- k 벽걸이

제품사양

정격전압은 충전부의 바닥에 명시되어 있습니다.

구강세정기 사용 방법

오랄비 프로퍼셔널 케어 옥시젯 구강세정기에는 편리한 벽걸이가 포함되어 있습니다. 벽걸이는 동봉된 구성품을 사용하여 쉽게 설치할 수 있습니다 (2 페이지의 그림 1 참조).

처음 사용하기 전에 물탱크(i)에 물을 가득 채우고 구강세정기 손잡이(h)를 세면기 위에 위치시켜 물이 모두 통과해 흘러내리도록 하십시오.

1. 구강세정기 분사노즐(a) 한 개를 구강세정기 손잡이에 꼭 끼우십시오 (2 페이지의 그림 2 참조). 물탱크에 미지근한 물을 채우십시오. 구강세정액을 첨가하려면 물탱크에 반드시 미지근한 물을 먼저 채운 다음 구강세정액을 첨가하십시오.
2. On/Off 작동 스위치(e)를 눌러 구강세정기를 작동 시키십시오 (2 페이지의 그림 3 참조). 이 때, 세정기 손잡이 작동 스위치는 아래(물잠금)로 밀어야 합니다.
3. 수압조절 다이얼(f)을 돌려 수압을 선택하십시오. (1 = 매우 약함, 5 = 매우 강함, 2 페이지의 그림 4 참조). 구강세정기를 처음 사용하실 때는 1단계에서 시작하시는 것이 좋습니다. 특히 잇몸에 출혈이 있거나 어린이가 사용할 경우에는 1단계에서 시작하십시오.
4. 세면기 위에 몸을 구부린 후 노즐을 잇몸과 치아에 위치시키십시오. 세정기 손잡이 작동스위치(g)를 위로 올려 물이 분사되게 하십시오 (5 페이지의 그림 2 참조). 입을 약간 벌려 물이 세면기로 흘러내릴 수 있도록 하십시오.

구강세정기는 제트스위치(b)를 올리거나 내려서 두 가지 타입의 분사기능을 선택할 수 있습니다. 이때, 손잡이 작동스위치를 내려 작동을 중지시킨 후, 분사기능을 선택하십시오.

회전분사 (제트 스위치 위치: 하단): 일반적인 세정과 잇몸 마사지 기능. 회전되는 물과 미세거품이 잇몸으로 쉽게 침투하고 부드럽게 잇몸을 마사지할 수 있도록 설계되었습니다 (2 페이지의 그림 7 참조).

집중분사 (제트 스위치 위치: 상단): 칫선분사로 특정부위의 집중적인 세척기능 (2 페이지의 그림 8 참조).

1회 최대 사용 시간: 15분
최대 사용 후 약 2시간 정도는 작동을 삼가 주십시오.

분사노즐을 3개월마다 교체할 것을 권장합니다.

사용 후 보관방법

사용 후에는 항상 물탱크를 비워 주시기 바랍니다. 치과 전문의가 구강세정제의 사용을 권장할 경우, 물탱크를 완전히 비우기 전에 깨끗한 물이 구강세정기를 통과하도록 하여 일체의 침전물이 생기지 않도록 하십시오. 물이 고여 박테리아가 성장하는 것을 방지하기 위해서 물이 분사노즐을 완전히 통과할 때까지 세정기를 작동시키십시오.

물탱크와 세정기의 세척 후 On/Off 작동스위치를 눌러 세정기를 끄십시오.

청소

정기적으로 구강세정기를 젖은 헝겊으로 닦아주십시오. 물탱크와 노즐 보관함은 분리하여 식기세척기에서 세척하실 수 있습니다.

본 사용설명서는 사전에고없이 변경될 수 있습니다.

환경 관련 안내

이 제품을 폐기처리할 경우 생활쓰레기로 분류하지 마십시오. 폐기물은 가까운 대우 일렉 서비스센터로 가져가시거나, 환경법에 의거하여 승인된 재활용 또는 폐기장소에 버리십시오.



품질보증

- 본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증합니다.
- 1년간의 품질 보증기간 동안 제품 자체나 생산과정에서 비롯된 불량품은 상태에 따라 무료보수 또는 교환해 드립니다.
- 보증기간 내이라도 소비자의 귀책사유에 의한 파손(전압을 잘못 사용한 경우, 부적절한 전원 플러그에 연결한 경우, 사용중 파손 등), 정상적인 마모, 사용에 지장이 없는 경미한 결함 등은 무상수리 또는 교환이 적용되지 않습니다.
- 대우일렉서비스 센터가 아닌 다른 곳에서 수리를 하였거나 오랄-비 정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우에는 품질보증대상에서 제외됩니다. 그리고 본 제품의 구입일자가 판매점에 의해 혹은 구입시의 영수증에 의해 확인되어야만 정상적인 품질 보증품으로 인정됩니다.(구입시 영수증을 잘 보관하시어 애프터 서비스 시 불이익이 없도록 하십시오.)

교체용 칫솔모 및 부속품 관련 품질보증

오랄-비 정품이 아닌 교체용 칫솔모 및 부속품을 사용하였을 경우에는 품질보증대상에서 제외됩니다.

- 오랄-비는 오랄-비 정품이 아닌 교체 칫솔모의 사용을 권장하지 않습니다.
- 오랄-비는 오랄-비 정품이 아닌 교체용 칫솔모의 품질을 제어할 수 없으므로, 정품이 아닌 교체용 칫솔모가 장착된 전동칫솔의 처음 구매 시점과 동등한 세정능력을 보장할 수 없습니다.
 - 오랄-비는 오랄-비 정품이 아닌 교체용 칫솔모의 장착 가능성을 보장하지 않습니다.
 - 오랄-비는 오랄-비 정품이 아닌 교체용 칫솔모가 전동칫솔 핸들에 미치는 장기적인 영향에 대해서는 알지 못합니다.

정품 교체용 칫솔모 및 부속품은 오랄-비의 로고를 가지고 있으며 오랄-비의 품질 기준에 적합합니다. 오랄-비는 다른 브랜드명으로 교체용 칫솔모나 그 외 부속품 또는 핸들 부속품을 판매하지 않습니다.

오랄-비 전동칫솔은 소비자 분쟁해결 기준에 따라 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다.

애프터 서비스

대우일렉 서비스 센터 : 1588-1588
가까운 대우일렉 서비스 센터에서 A/S를 받으실 수 있습니다.

오랄-비 제품 : 전국 유명 백화점 및 전자상가에서 구입할 수 있습니다.
www.oralb.com 또는 www.oral-b.co.kr

품질보증서

본 제품은 철저한 품질관리와 감사를 거쳐서 제조·수입된 제품입니다.
아래 기재된 내용으로 품질을 보증합니다.

제 품 명	모 델 명		
구 입 일	보증기간	구입일로부터 1년	
고		판	
객		매	
		침	

한국 피앤지 판매 (유)
서울특별시 강남구 역삼동 679-4 15층
전화 080-020-0000(수선자부담)

English

Please read the usage instructions carefully before first use.

Important

- The appliance must be mounted in a way that it cannot fall into water or drop to the floor. The plug should always be accessible.
- Periodically check the cord for damage. A damaged or non-functioning unit must no longer be used. If the cord is damaged, take the charging unit to an Oral-B Braun Service Centre.
- This product is not intended for use by children under age 12.
- Replace brush (head) every 3 months or sooner if brush head becomes loose due to damage.
- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they are supervised by a person responsible for their safety. In general, we recommend that you keep the appliance out of reach of children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place the appliance in water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not modify or repair the product. This may cause fire, electric shock or injury. Consult your dealer for repairs or contact an Oral-B Braun Service Centre. Do not disassemble the product.
- Do not insert any object into any opening of the appliance.
- Do not touch the power plug with wet hands. This can cause an electric shock.
- When unplugging, always hold the power plug instead of the cord.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments or charges not recommended by the manufacturer.
- If you are undergoing treatment for any oral care condition, consult your dental professional prior to use.

Description

- a Irrigator jet
- b Jet switch
- c Jet compartment
- d Jet release button
- e On/off switch
- f Water pressure control dial
- g Handle switch (water stop and go)
- h Irrigator handle
- i Water container (600 ml)
- j Cord storage
- k Wall holder

Specifications

For voltage specifications please refer to the bottom of the charging unit.

Using the irrigator

Your Oral-B Professional Care OxyJet irrigator comes with a convenient wall holder. It can be mounted easily using the attached items (see picture ①, page 2).

Before using for the first time, fill the water container (i) and allow the water to run through completely by holding the irrigator handle (h) over a washbasin.

1. Attach one of the irrigator jets (a) to the handle until it locks into place (see picture ②, page 2). Fill the water container with lukewarm water. If you want to add mouthwash into the water, please make sure you fill the water container with lukewarm water first, then add the mouthwash.
2. Turn on the irrigator by pressing the on/off switch (e) (see picture ③, page 2). (When doing so, the handle switch should be in the lower position = water stop).
3. Select the water pressure with the pressure control dial (f) (1 = gentle, 5 = strong) (see picture ④, page 2). We recommend that you start with setting 1, especially if your gums tend to bleed or if children are using the irrigator.
4. Bend over a washbasin and guide the jet to your teeth and gums. Slide the handle switch (g) up to start the water stream (see picture ⑤, page 2). Keep your mouth slightly open to allow the water to run into the washbasin.

You can choose between two different jet functions by sliding the jet switch (b) down or up (before doing so, turn off the water stream by sliding the handle switch down):

Rotating stream for general cleaning and gum massage (jet switch in lower position): The rotation of the water stream and its micro-bubbles are designed for easy penetration and gentle gum massage (see picture ⑦, page 2).

Mono stream (jet switch in upper position): The straight water stream is designed for targeted cleaning (see picture ⑧, page 2).

Maximal operation time: 15 minutes
Cooling off time: 2 hours

In general we recommend to replace the irrigator jet every 3 months.

After use

Always empty the water container entirely. If your dentist has recommended the use of mouthwash with your irrigator, allow some clean water to run through the irrigator before you empty the container entirely to prevent any deposit build-up. Make sure you keep the irrigator switched on until the water stops running through the irrigator jet, to prevent bacteria from collecting in the standing water.

Press the on/off switch to turn off the irrigator.

To take off the irrigator jet, press the jet release button (d) (see picture ⑥, page 2). Always wipe the handle and the irrigator jet dry; place the handle back onto its base and store the irrigator jet in the jet compartment (c).

Cleaning

Regularly clean the housing with a damp cloth. The water container and the jet compartment are removable and dishwasher-safe.

Subject to change without notice.

Environmental Notice

Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at an Oral-B Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.



Guarantee

We grant 1 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor. This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Oral-B Braun Customer Service Centre.

Warranty replacement brush heads and accessories

Oral-B warranty will be voided if electric rechargeable handle damage is found to be attributed to the

use of non-Oral-B replacement brush heads and/or accessories.

Oral-B does not recommend the use of non Oral-B replacement brush heads and/or accessories.

- Oral-B has no control over the quality of non-Oral-B replacement brush heads and/or accessories. Therefore, we cannot ensure the cleaning performance of non-Oral-B replacement brush heads and/or accessories, as communicated with the electric rechargeable handle at time of initial purchase.
- Oral-B cannot ensure a good fit of non-Oral-B replacement brush heads and/or accessories.
- Oral-B cannot predict the long-term effect of non-Oral-B replacement brush heads and/or accessories on handle wear.

All Oral-B replacement brush heads and/or accessories carry the Oral-B logo and meet Oral-B's high quality standards. Oral-B does not sell replacement brush heads and/or accessories or handle parts under any other brand name.



문의사항이 있으시면 소비자상담실로 연락주시기 바랍니다.

소비자 상담실

(KR) 080-920-6000(수신자 부담)

If you should require further assistance, please call our Consumer Service line.

Helpline

(GB) 0 800 783 7010

Helpline

(IE) 1 800 509 448

Internet:

www.oralb.com
www.oral-b.co.kr
www.braun.com
www.service.braun.com

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany

Type 3724

92205205/IV-12
Korea/GB